

Einrichtung von GE Systemen der Logiq-Serie ohne DICOM-Option (hier am Logiq P5)

- Taste **Utility** (untere Tastaturreihe rechts)
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
- **Netzwerk** in der oberen Zeile anklicken (Maustaste ist rechts vom Trackball)
- **TCP/IP**
- **Netzwerkconfiguration**
- Haken bei **DHCP Ein** entfernen
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standardgateway: **Gateway-IP**
- **Netzwerkgeschwindigkeit: autom. Erkennung**
- **Speichern** anklicken
- Das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.

- Taste **Utility** (untere Tastaturreihe rechts)
- Falls sich das Login-Fenster öffnet, **ADM** auswählen und ohne Passworteingabe auf **OK** klicken.
- **Netzwerk**, darunter **Gerät**, anschließend **Hinzufügen** anklicken
- **Name: sonoGDT**
- **IP-Adresse: IP des Servers**
- **Speichern** (unten links)
- Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)

Die Logiq-Serie verfügt auch ohne installierte DICOM-Option über eine eingeschränkte Möglichkeit, DICOM-Bilder zu senden. Lediglich die erweiterten DICOM-Funktionen und eventuell das Senden von DICOM-Clips stehen nicht zur Verfügung. Daher wird nun zunächst ein DICOM-Service konfiguriert:

- **Service**
- **Zielgerät: sonoGDT**
- In der Auswahlliste **DICOM-Bildspeicherung** wählen
- **Hinzufügen** anklicken und folgende Einstellungen eintragen
- **Name: DICOM-Bildspeicherung**
- **AE-Title: sonoGDT**
- **Port-Nr.: 105**
- **Multiframe zulassen: ja**
- **Rohdaten zulassen: nein**
- **Kompression: keine**
- **Max. Bildrate: voll**
- **Farbunterstützung: gemischt**
- (alles andere unverändert belassen)
- **Speichern**
- Zum Testen im Ultraschallgerät auf den Smilie klicken.

- Da Ihr System keine DICOM-Option enthält, ändern Sie nichts auf dem Karteireiter Datenfluss, sondern gehen direkt weiter zum Karteireiter **Taste**
- Markieren Sie im linken Fenster die gewünschte Speichertaste, z.B. **Druck1**
- Tragen Sie darunter ein:
- **Format: DICOM (*.dcm)**

- Bildrahmen: **Sekundärerfassung**
- Erfassungsbereich: **Videobereich**
- Kompression: **Keine**
- Einzelne Zus.Stellung: **Nein**
- Seite Aktive Bilder: **Standard-Ausdruck**
- Markieren Sie im mittleren Fenster unter **sonoGDT** den Eintrag **DICOM-Bildspeicherung**.
- Klicken Sie auf das **>>**-Symbol zwischen dem zweiten und dritten Fenster
- Damit erscheint in der Ausgabeansicht der Eintrag **DICOM-Bildspeicherung** unter **sonoGDT**
- **Speichern**
- **Verlassen**