

Einrichtung Mindray-Ultraschallsystemen mit DICOM-Option für sonoGDT

- Drücken Sie **SETUP** (Tastatur, obere Reihe)
- DICOM VOREIN.** (links) wählen und mit der SET-Taste (Nähe Trackball) bestätigen
- Karteireiter **LOK.TCP/IP**
- STAT.IP** **Haken setzen**
- IP-ADRESSE:** **IP_ULTRASCHALLGERÄT**
- SUBNETZMASKE:** **SUBNETZMASKE**
- STANDARDGATEWAY:** **GATEWAY**
- DNS-SERVER** (kann frei bleiben)
- ANWENDEN** (rechts neben DNS-Server)
- SPEICHERN**

- Unter **DICOM-VOREIN.**(stellungen)
- AE-TITEL** (unverändert lassen)
- PORT-NR.** (unverändert lassen)
- PDU** (unverändert lassen)

- Unter **SERVER-EINST.:**
- GERÄT** **sonoGDT**
- IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- PING** anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen, sonst Kabel prüfen!)
- HINZUFÜGEN** anklicken, die Konfiguration erscheint darunter in der Geräteliste

- Unter **SERVER-EINST.:**
- GERÄT** **Worklist**
- IP-ADRESSE:** **IP_SERVER**
- PING** anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen, sonst Kabel prüfen!)
- HINZUFÜGEN** anklicken, die Konfiguration erscheint darunter in der Geräteliste

- In der Geräteliste zuerst **SONOGDT** markieren, **DICOM DIENST EIN**richten anklicken
- Karteireiter **SPEICHER:**
- GERÄT** **sonoGDT** (unverändert lassen)
- AE-TITEL** **sonoGDT**
- PORT-NR.** **105**
- FARBMODUS** **Farbe**
- KOMPRIMIR.MODUS** **unkomprimiert**
- KOMPRESSIONSVERH.** **verlustfrei**
- MULTIFRAME ZULASS.** **Haken setzen**
- MAX. FRAMERATE** (unverändert lassen)
- HINZUFÜGEN**, anschließend **SONOGDT** in der Serviceliste darunter anklicken (markieren)
- PRÜFEN** anklicken, GDT-Server auf der Gegenseite muss eingeschaltet sein! Wenn kein Erfolg, Einstellungen der Firewall am Server prüfen und ggf. Port 105 freigeben)
- STAND.(ard)** anklicken, damit ist dies das Standardziel beim Speichern
- Karteireiter **WORKLIST:**
- GERÄT** **Worklist**
- AE-TITEL** **US01** (kein anderer! Groß-Kleinschreibung beachten)
- PORT-NR.** **104**
- HINZUFÜGEN**, anschließend **WORKLIST** in der Serviceliste darunter anklicken (markieren)
- PRÜFEN** anklicken, dazu muß im Programm sonoGDT auf dem Server im Karteireiter **WORKLIST** **DICOM-Worklist-Eintrag erzeugen** markiert sein! Wenn kein Erfolg, Einstellungen der Firewall am Server prüfen und ggf. Port 104 freigeben)
- STAND.(ard)** anklicken, damit ist dies die Standard-Worklist
- ENDE** anklicken

- SETUP** anklicken
- SYSTEMVOREINSTELLUNGEN**
- Karteireiter **ALLGEMEIN**
- Unter **PATIENTENVERW** (altung)
Prüfung (sofern
Menüpunkt vorhanden)

Haken bei SENDEN/DRUCKEN nach End-