

## Einrichtung des Netzwerkexports zu sonoGDT für Mindray-Systeme

Wenn Sie diese Anleitung erhalten, ist Ultraassist auf dem Server installiert und läuft dort unsichtbar im Hintergrund als Dienst. Nehmen Sie am Ultraschallsystem folgende Einstellungen vor:

- Taste Setup (obere Reihe der Tastatur)
- Netzwerk-Voreinstellungen (Menü links)
- Karteireiter Lok./TCP:  
IP-Adresse:

Ordner ein. Die Einstellungen in Ultraassist müssen damit z.B. wie folgt aussehen:

- MACHINE NAME: **Mindray** (z.B.)
- IP-ADRESSE: **US-Geräte-IP**
- DIRECTORY: **C:\sonoGDT\%TMP%\studies** (Pfad anpassen an den Ordner ...%TMP%\studies im Installationsverzeichnis von sonoGDT)

- Konfigurieren Sie nun das Ultraschallgerät, drücken Sie dazu **F10** (Setup)
- NETZWERKVOREINSTELLUNGEN (links im Menü, Maustaste ist in der Nähe des Trackballs)
- Karteireiter LOK. TCP/IP
- STAT.IP **Haken setzen**
- IP-ADRESSE: **US-Geräte-IP**
- SUBNETZMASKE: **Subnetzmaske**
- STANDARDGATEWAY: **Gateway**
- DNS-SERVER (kann frei bleiben)
- ANWENDEN (rechts neben DNS-Server)

- Karteireiter ISTOREGE
- DIENSTNAME **sonoGDT**
- IP-ADRESSE: **Server-IP**
- VERBIND... anklicken (es sollte eine Meldung über erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheinen. Dazu muss iStorage auf dem Server-PC gestartet sein. Wenn keine Verbindung möglich ist, bitte prüfen, ob in der Windows-Firewall eine Ausnahme für das Programm Ultraassist (iStorage) eingetragen ist.
- HINZUFÜGEN anklicken
- STAND. anklicken
- SPEICHERN

### Workflow:

- Eine Untersuchung starten, dabei in das Patientenfeld **PAT.-ID** die ID aus der Praxissoftware eingeben.
- Nach Abschluß der Untersuchung öffnen Sie über die Taste **ISTORAGE** die Patientenliste, wählen den Patienten und klicken auf **SEND-EXAM** an sonoGDT.