

Einrichtung von GE Systemen der Logiq-P9 mit DICOM

- Auf dem Touchscreen Dienstprogramme wählen
 - Falls ein Login verlangt wird, ADM auswählen und ohne Passworteingabe auf OK klicken.
 - System (Touchscreen)
 - Netzwerk (Touchscreen unten Mitte)
 - Oben auf dem Bildschirm TCP/IP
 - Netzwerkkonfiguration
 - **Statische IP (manuell) markieren**
 - IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
 - Subnetzmaske: **Subnetzmaske des Servers**
 - Standardgateway: **Gateway-IP**
 - Netzwerkgeschwindigkeit: **autom. Erkennung**
 - Speichern anklicken, das System muss zur Übernahme der Einstellungen neu gestartet werden.
-
- Auf dem Touchscreen Dienstprogramme wählen
 - Falls ein Login-Fenster verlangt wird, ADM auswählen und ohne Passworteingabe auf OK klicken.
 - Netzwerk (Touchscreen unten Mitte)
 - Gerät, anschließend Zfg. anklicken
 - Name: **sonoGDT**
 - IP-Adresse: **IP des Servers**
 - Speichern (unten links)
 - Zum Testen auf den Smilie klicken (entspricht Ping)
-
- daneben Karteireiter Service
 - Zielgerät: **sonoGDT**
 - In der Auswahlliste DICOM-Bildspeicherung wählen
 - Zfg.: anklicken und folgende Einstellungen eintragen, alle nicht aufgeführten Einstellungen unverändert belassen:
 - Name : **DICOM - Bildspeicherung**
 - AE-Title: **sonoGDT**
 - Port-Nr.: **105**
 - Strukturierte Berichterstellung freigeben: **ja**
 - (alles andere unverändert belassen)
 - Speichern
 - Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.
-
- Service
 - Zielgerät: **sonoGDT**
 - In der Auswahlliste DICOM-Arbeitsliste wählen
 - Zfg. anklicken und folgende Einstellungen eintragen, alle nicht aufgeführten Einstellungen unverändert belassen:
 - Name: **DICOM-Arbeitsliste**
 - AE-Title: **US01** (US null eins, kein anderer!)
 - Port-Nr.: **104**
 - Speichern
 - Zum Testen der Verbindung auf den Smilie klicken.

- Karteireiter Taste anwählen
 - links die gewünschte Taste zum Speichern und Senden markieren, z.B. Druck1
 - Karteireiter Standbilder: Format **secondary capture Video**
 - Kompression: **Keine**
 - Karteireiter Clips: Multiframe-Dat. hinzufügen **markieren**
- JPEG**
- Kompression: **85**
 - Karteireiter Volumen: Format **Standard DICOM**
 - Markieren Sie im mittleren Fenster unter sonoGDT den Eintrag **DICOM-Bildspeicherung**
 - Mit dem >>-Symbol zwischen beiden Fenstern den Eintrag in die Ausgabeansicht verschieben
 - Speichern
 - Verlassen