



Die Herstellermatrix gibt einen Überblick, welche Optionen im Ultraschallsystem zusätzlich zu sonoGDT notwendig sind. Es handelt sich nur um einen orientierenden Überblick ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Richtigkeit der Angaben. Maßgeblich sind die Angaben der Ultraschallhersteller.

Benötigte Optionen des Ultraschallherstellers bei gewünschter Funktionalität:		
Hersteller\Funktionalität	Bilder vom US-Gerät empfangen	Patientendaten an US-Gerät senden
ACUSON NX3	Standardfunktion	DICOM
ACUSON NX3 Elite	Standardfunktion	Standardfunktion
ACUSON S-Class	Standardfunktion	Standardfunktion
ACUSON X150/X300	Standardfunktion	DICOM
ACUSON X600/X700	Standardfunktion	Standardfunktion
ACUSON CV70	Standardfunktion	DICOM
Alpinion	Standardfunktion	DICOM
BK-Medical	Standardfunktion	DICOM
EDAN	DICOM	nicht verfügbar
Esaote	Standardfunktion	DICOM
GE	Standardfunktion	DICOM
GE Voluson E-Serie/S-Serie	Standardfunktion	Standardfunktion
Hitachi/Aloka	DICOM	DICOM
Landwind	DICOM	DICOM
Mindray	UltraAssist (kostenlos für PC) oder DICOM-Storage	DICOM-Worklist
Philips	DICOM	DICOM
Samsung	DICOM	DICOM
Siemens G20, G40, G60	Standardfunktion	DICOM
Siemens G50	DIMAQ	DIMAQ+DICOM
SIUI	Standardfunktion	DICOM
SonoScape	Standardfunktion	Standardfunktion
Toshiba	Standardfunktion	DICOM
Vinno	Standardfunktion	DICOM
Zonare	DICOM	DICOM
übrige Hersteller	auf Anfrage	auf Anfrage

Die folgende Matrix gibt einen Überblick, welche Kosten in der Praxissoftware für die GDT-Schnittstelle zu erwarten sind. Alle Funktionen zur Kommunikation mit dem Ultraschallsystem (incl. DICOM) sowie zur Anzeige und Speicherung der Daten sind in sonoGDT enthalten, seitens der Praxissoftware wird nur die GDT-Schnittstelle benötigt, kein Archivierungsmodul, keine Bildverwaltung!  
Die Preisangaben für die GDT-Schnittstelle dienen der Orientierung ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Richtigkeit der Angaben. Maßgeblich sind hierfür die Angaben Ihres Praxissoftwareanbieters.

Benötigte Optionen in der Praxissoftware:		
Praxissoftware\Option	Option	ca. Preis, alle Angaben ohne Gewähr
Albis	Key für externe Freischaltungen	200 €
Data-AL	Standardfunktion	
Doc Cirrus	Standardfunktion	
Duria	Standardfunktion	
easymed	GDT-Lizenz, falls nicht schon anderweitig genutzt	200 €
EL-Software	Import-Schnittstelle	200 €
Epikur	GDT-Lizenz für sonoGDT	ca. 200 €
KIWI	Standardfunktion	
M1 - Compumed	GDT-Lizenz, falls nicht schon anderweitig genutzt	800 €
Med7	Standardfunktion	
medatixx	10 €/Monat für GDT, falls nicht schon vorhanden	
Medical Office (Indamed)	Standardfunktion	
Medistar	GDT- oder XDT-Server (Artikelnr. 777025)	500 € + monatl. ca. 7,00 €
Nephro7	Medienarchiv Sourcepack, sofern nichts mehr frei	500 € + monatl. ca. 8,75 €
Pegamed	GDT-Lizenz	200 €
Profimed	GDT-Lizenz	200 €
Pro_Medico	Standardfunktion	
Quincy	Standardfunktion	
S3	Oft Standardfunktion, mitunter aber auch optional	wenn optional, ca. 260 Euro
smarty	Standardfunktion	
T2Med	GDT-Schnittstelle	?
TurboMed	Standardfunktion	
x.comfort	Standardfunktion	
x.concept	Standardfunktion	
x.isynet	Standardfunktion	

Sollten Sie fehlerhafte Angaben entdecken, mailen Sie diese bitte zur Korrektur an [info@sonoGDT.de](mailto:info@sonoGDT.de)