


Beschreibung der virtuellen Worklist

Die virtuelle Worklist ist für Ultraschallsysteme gedacht, die keine Worklistfunktion haben, bei denen man also die Patientendaten von Hand eingeben müsste.

In Ihrer Praxissoftware steht dafür ein Befehlskürzel oder eine Schaltfläche zur Verfügung, mit der Sie Ihre Untersuchung am Ultraschallsystem einleiten:



Sie können nun am Ultraschallsystem eine Untersuchung starten ohne Patientendaten einzugeben.

Wenn sonoGDT die Bilder empfängt, werden die Angaben aus Ihrer Praxissoftware ins Bild eingefügt.

