

sonoGDT ePA-Export

Mit dem sonoGDT Zusatzmodul **ePA-Export** können Sie Bilder in das von der elektronischen Patientenakte akzeptierte PDF/A-Dokument konvertieren und mit Schlagworten versehen. Ihr Arztinformationssystem kann das PDF per GDT importieren und dann der ePA-Akte hinzufügen, alternativ stellen Sie es manuell direkt in die ePA ein.

1. Öffnen Sie den Patienten im GDTViewer, wählen Sie mit einem Klick die gewünschten Miniaturbilder, wählen Sie dann mit der rechten Maustaste, ePA-PDF/A-Export



2. Fügen Sie ergänzende Kommentare und Schlagworte hinzu, hier können Sie Standard-Vorgaben setzen.

The screenshot shows the 'ePA Export' dialog box. It contains the following fields and controls:

- 'Untersuchungsdatum:' with a dropdown menu showing '05.04.2023'.
- 'untersucht von:' with a text field containing 'Dr. Irina Muster' and a 'Vorgabe' button.
- 'Dokument-Titel:' with a text field containing 'Max Mustermann, geb. am 31.12.2000' and a 'Vorgabe' button.
- 'Dokument Betreff:' with a text field containing 'Sonographie' and a 'Vorgabe' button.
- 'Schlagworte:' with a text field containing 'Trikuspidalklappe, kurze Achse' and a 'Vorgabe' button.
- A checkbox labeled 'Ordner mit PDF/A-Datei nach Export öffnen' which is checked.
- Buttons for 'Abbrechen' and 'OK'.

Ein Beispiel für das daraus resultierende PDF-File können Sie hier laden: [ePA-Export Beispiel](#)

Die Kosten für das sonoGDT ePA-Exportmodul betragen einmalig 390 Euro zzgl. MwSt., das Modul wird auf Ihrem Hauptserver aktiviert und die Exportfunktion steht Ihnen an allen Arbeitsplätzen zur Verfügung. Eine Anleitung für die Aktivierung eines unverbindlichen 30 Tage Tests finden Sie unter [sonoGDT ePA-Export, 30-Tage Test aktivieren](#).